



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Rundkolben, Enghals, Inhalt 3.000 ml, mit Bördelrand, DURAN®

78,67 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Rundkolben, Enghals Nach DIN ISO 1773 bzw. 24450 und in Ergänzung zur Norm, mit Bördelrand, Material: DURAN® (Borosilikatglas 3.3)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-2170
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4174
EAN	4058072319038
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	3000 ml
Halsweite	eng
DM Hals	50 mm
DM Kolben	185 mm
Typ Kolben	Rundkolben

