



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Rundkolben, Weithals, Inhalt 2.000 ml,
Hals-Ø 76 mm, mit Bördelrand, DURAN®**

**491,60 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Rundkolben, Weithals Nach DIN ISO 1773 bzw. 24450 und in Ergänzung zur Norm, mit Bördelrand, Material: DURAN® (Borosilikatglas 3.3)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-2182
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4186
EAN	4058072319151
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	2000 ml
DM Hals	76 mm
DM Kolben	166 mm
Halsweite	weit
Typ Kolben	Rundkolben
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 24450

