







8442-44

https://www.neolab.d

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

DE 143 450 657





Lenz Rundkolben, Weithals, Inhalt 6.000 ml, Hals-Ø 89 mm, mit Bördelrand, DURAN®

141,91 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Rundkolben, Weithals Nach DIN ISO 1773 bzw. 24450 und in Ergänzung zur Norm, mit Bördelrand, Material: DURAN® (Borosilikatglas 3.3)

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	LZ-2187
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4191
EAN	4058072319205
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	6000 ml
Halsweite	weit
DM Hals	89 mm
DM Kolben	236 mm
Typ Kolben	Rundkolben
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 24450

