



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Verdampferkolben mit Normschliff, NS 14/23, 25 ml

163,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Verdampferkolben mit Normschliff

Speziell für Rotationsverdampfer mit zentriertem Normschliff.
Birnenförmig mit Beschriftungsfeld.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0547
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2547
EAN	4058072302870
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	25 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff
Normschliff Hülse	14/23
DM Kolben	40 mm
Typ Kolben	Verdampferkolben

