



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Verdampferkolben mit Normschliff, NS 29/32, 3.000 ml

127,10 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Verdampferkolben mit Normschliff

Speziell für Rotationsverdampfer mit zentriertem Normschliff.
Birnenförmig mit Beschriftungsfeld.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0555
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2555
EAN	4058072302955
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	3000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff
Normschliff Hülse	29/32
DM Kolben	175 mm
Typ Kolben	Verdampferkolben

