



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Verdampferkolben mit Normschliff, mit PUR-Beschichtung, NS 29/32, 2.000 ml

163,14 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Verdampferkolben mit Normschliff; mit PUR-Beschichtung
Speziell für Rotationsverdampfer, mit zentriertem Normschliff.
Mit hochtransparenter PUR-Beschichtung, autoklavierbar, birnenförmig.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0566
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2566
EAN	4058072303068
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	2000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff
Normschliff Hülse	29/32
Beschichtung	PUR-Polyurethan
DM Kolben	158 mm
Typ Kolben	Verdampferkolben

