



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Lenz Verdampferkolben mit Normschliff, mit PUR-Beschichtung, NS 29/32, 3.000 ml

**198,61 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

**Verdampferkolben** mit Normschliff; mit PUR-Beschichtung  
Speziell für Rotationsverdampfer, mit zentriertem Normschliff.  
Mit hochtransparenter PUR-Beschichtung, autoklavierbar, birnenförmig.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0567
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2567
EAN	4058072303075
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	3000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff
Normschliff Hülse	29/32
Beschichtung	PUR-Polyurethan
DM Kolben	3000 mm
Typ Kolben	Verdampferkolben

