



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Lenz Vierhals-Rundkolben, Seitenhuse parallel,  
3.000 ml, MH NS 45/40, SH NS 29/32**

**270,55 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Vierhals-Rundkolben, Seitenhalse parallel Reaktionskolben nach DIN 12392 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit 3 parallelen Seitenhälsen, mit Normschliff, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0716
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2716
EAN	4058072304560
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	3000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff
Anzahl Seitenhalse	4
Ausrichtung Seitenhalse	Parallel
DM Kolben	185 mm
Normschliff Kolben	45/40
Normschliff für Seitenhalse	29/32
Typ Kolben	Vierhals-Rundkolben

