



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Vierhals-Rundkolben, Seitenhalse parallel,
5.000 ml, MH NS 45/40, SH NS 29/32**

**387,15 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Vierhals-Rundkolben, Seitenhalse parallel Reaktionskolben nach DIN 12392 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit 3 parallelen Seitenhälsen, mit Normschliff, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0718
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2718
EAN	4058072304584
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	5000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff
Anzahl Seitenhalse	4
Ausrichtung Seitenhalse	Parallel
DM Kolben	223 mm
Normschliff Kolben	45/40
Normschliff für Seitenhalse	29/32
Typ Kolben	Vierhals-Rundkolben

