



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Vierhals-Rundkolben, Seitenhalse schrag 7 °, 500 ml, MH NS 29/32, SH NS 19/26

108,14 €
zzgl. MwSt &
Versand



Beschreibung

Vierhals-Rundkolben, Seitenhalse schräg (7°) Reaktionskolben nach DIN 12392 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit 3 schrägen Seitenhälsen, mit Normschliff, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr. | LZ-0722 |
| Hersteller (Marke) | Lenz |
| alte neoLab ArtikelNr. | B-2722 |
| EAN | 4058072304621 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (klar) |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen | 500 ml |
| Kolben Eigenschaften | mit Seitenhälsen mit Normschliff |
| Anzahl Seitenhalse | 4 |
| Ausrichtung Seitenhalse | Schräg 7° |
| DM Kolben | 105 mm |
| Normschliff Kolben | 29/32 |
| Normschliff für Seitenhalse | 19/26 |
| Typ Kolben | Vierhals-Rundkolben |

