



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Zweihals-Rundkolben, Seitenhals parallel, 100 ml, MH NS 29/32, SH NS 14/23

28,69 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Zweihals-Rundkolben, Seitenhals parallel

Destillationskolben, mit parallelem Seitenhals, mit Normschliff, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0584
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2584
EAN	4058072303242
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	100 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff
Anzahl Seitenhalse	2
Ausrichtung Seitenhalse	Parallel
DM Kolben	64 mm
Normschliff Kolben	29/32
Normschliff für Seitenhalse	14/23
Typ Kolben	Zweihals-Rundkolben

