



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Zweihals-Rundkolben, Seitenhals parallel,
4.000 ml, MH NS 29/32, SH NS 29/32**

**230,65 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Zweihals-Rundkolben, Seitenhals parallel Destillationskolben, mit parallelem Seitenhals, mit Normschliff, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0593
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2593
EAN	4058072303334
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	4000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff
Anzahl Seitenhalse	2
Ausrichtung Seitenhalse	Parallel
DM Kolben	207 mm
Normschliff Kolben	29/32
Normschliff für Seitenhalse	29/32
Typ Kolben	Zweihals-Rundkolben

