



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Lenz Zweihals-Rundkolben, Seitenhals schräg,  
250 ml, MH NS 14/23, SH NS 14/23**

**40,57 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---

## Beschreibung

---

Zweihals-Rundkolben, Seitenhals schräg (20°) Destillationskolben, mit schrägem Seitenhals, mit Normschliff, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0597
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2597
EAN	4058072303372
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	250 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff
Anzahl Seitenhalse	2
Ausrichtung Seitenhalse	Schräg 20°
DM Kolben	85 mm
Normschliff Kolben	14/23
Normschliff für Seitenhalse	14/23
Typ Kolben	Zweihals-Rundkolben

