



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Zweihals-Rundkolben, Seitenhals schräg, 250 ml, MH NS 24/29, SH NS 19/26

42,22 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Zweihals-Rundkolben, Seitenhals schräg (20°) Destillationskolben, mit schrägem Seitenhals, mit Normschliff, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr. | LZ-0602 |
| Hersteller (Marke) | Lenz |
| alte neoLab ArtikelNr. | B-2602 |
| EAN | 4058072303426 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (klar) |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen | 250 ml |
| Kolben Eigenschaften | mit Seitenhälsen mit Normschliff |
| Anzahl Seitenhalse | 2 |
| Ausrichtung Seitenhalse | Schräg 20° |
| DM Kolben | 85 mm |
| Normschliff Kolben | 24/29 |
| Normschliff für Seitenhalse | 19/26 |
| Typ Kolben | Zweihals-Rundkolben |

