



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Zweihals-Rundkolben, Seitenhals schräg, 500 ml, MH NS 24/29, SH NS 19/26

47,02 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Zweihals-Rundkolben, Seitenhals schräg (20°) Destillationskolben, mit schrägem Seitenhals, mit Normschliff, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0603
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2603
EAN	4058072303433
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff
Anzahl Seitenhalse	2
Ausrichtung Seitenhalse	Schräg 20°
DM Kolben	105 mm
Normschliff Kolben	24/29
Normschliff für Seitenhalse	19/26
Typ Kolben	Zweihals-Rundkolben

