



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Zweihals-Rundkolben, Seitenhals schräg,
1.000 ml, MH NS 29/32, SH NS 14/23**

**58,96 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images

Beschreibung

Zweihals-Rundkolben, Seitenhals schräg (20°) Destillationskolben, mit schrägem Seitenhals, mit Normschliff, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0608
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2608
EAN	4058072303488
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	1000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff
Anzahl Seitenhalse	2
Ausrichtung Seitenhalse	Schräg 20°
DM Kolben	131 mm
Normschliff Kolben	29/32
Normschliff für Seitenhalse	14/23
Typ Kolben	Zweihals-Rundkolben

