



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Stickstoff-Rundkolben (Schlenk-Kolben) mit NS-Hahn, 250 ml, NS 14/23, NS-Hahn 2,5 mm Bohrung

**73,64 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Stickstoff Rundkolben aus DURAN® Borosilikatglas 3.3 in verschiedenen Volumina. Mit NS-Kegelschliff und NS-Hahn. Mit Olive für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 10 mm. Für die Schlenktechnik geeignet.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0731
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2731
EAN	4058072304713
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	250 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil
Anzahl Seitenhäse	1
Halsweite	keine Angabe
Ausrichtung Seitenhäse	Schräg 20°
Typ Hahn / Ventil	NS-Hahn mit Glasküken
Normschliff Kolben	14/23
Typ Kolben	Schlenkkolben rund

