



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Stickstoff-Rundkolben (Schlenk-Kolben) mit NS-Hahn, 1.000 ml, NS 29/32, NS-Hahn 2,5 mm Bohrung

100,23 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Stickstoff Rundkolben aus DURAN® Borosilikatglas 3.3 in verschiedenen Volumina. Mit NS-Kegelschliff und NS-Hahn. Mit Olive für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 10 mm. Für die Schlenktechnik geeignet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0736
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2736
EAN	4058072304768
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	1000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil
Anzahl Seitenhäse	1
Halsweite	keine Angabe
Ausrichtung Seitenhäse	Schräg 20°
Typ Hahn / Ventil	NS-Hahn mit Glasküken
Normschliff Kolben	29/32
Typ Kolben	Schlenkkolben rund

