



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Stickstoff-Rundkolben (Schlenk-Kolben) mit PTFE-Ventilhahn, 25 ml, NS 14/23, Ventilbohrung 2,5 mm

63,62 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mit NS-Kegelschliff und PTFE-Ventilhahn, mit Beschriftungsfeld. Material: DURAN®

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|---|
| Art.-Nr. | LZ-0737 |
| Hersteller (Marke) | Lenz |
| alte neoLab ArtikelNr. | B-2737 |
| EAN | 4058072304775 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (klar) |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen | 25 ml |
| Kolben Eigenschaften | mit Seitenhälsen mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil |
| Anzahl Seitenhäse | 1 |
| Halsweite | keine Angabe |
| Ausrichtung Seitenhäse | Parallel |
| Typ Hahn / Ventil | Ventil mit PTFE Kolben |
| Normschliff Kolben | 14/23 |
| Typ Kolben | Schlenkkolben rund |

