



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Stickstoff-Rundkolben (Schlenk-Kolben) mit PTFE-Ventilhahn, 50 ml, NS 14/23, Ventilbohrung 2,5 mm

63,62 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Mit NS-Kegelschliff und PTFE-Ventilhahn, mit Beschriftungsfeld. Material: DURAN®

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0738
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2738
EAN	4058072304782
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	50 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil
Anzahl Seitenhäse	1
Halsweite	keine Angabe
Ausrichtung Seitenhäse	Parallel
Typ Hahn / Ventil	Ventil mit PTFE Kolben
Normschliff Kolben	14/23
Typ Kolben	Schlenkkolben rund

