



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Stickstoff-Rundkolben (Schlenk-Kolben) mit PTFE-Ventilhahn, 500 ml, NS 29/32, Ventilbohrung 2,5 mm

**89,64 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Mit NS-Kegelschliff und PTFE-Ventilhahn, mit Beschriftungsfeld. Material: DURAN®

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0744
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2744
EAN	4058072304843
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil
Anzahl Seitenhäse	1
Halsweite	keine Angabe
Ausrichtung Seitenhäse	Parallel
Typ Hahn / Ventil	Ventil mit PTFE Kolben
Normschliff Kolben	29/32
Typ Kolben	Schlenkkolben rund

