



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Stickstoff-Vorlage (Schlenk-Rohr) mit NS-Hahn, 250 ml, Hülse NS 14/23, NS-Hahn 2,5 mm Bohrung

71,04 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Schlenkrohre/Stickstoff Vorlagen aus DURAN® Borosilikatglas 3.3 in verschiedenen Volumina. Mit NS-Kegelschliff und NS-Hahn. Mit Ventilbohrung: 2,5 mm Mit Olive für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 10 mm. Für die Schlenktechnik geeignet.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0750
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2750
EAN	4058072304904
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	250 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil
Normschliff Hülse	14/23
Typ Hahn / Ventil	NS-Hahn mit Glasküken
Normschliff Kolben	14/23
Typ Kolben	Schlenkrohr

