



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## **Lenz Stickstoff-Vorlage (Schlenk-Rohr) mit NS- Hahn, 250 ml, Kern NS 14/23, NS-Hahn 2,5 mm Bohrung**

**80,77 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Schlenkrohre/Stickstoff Vorlagen aus DURAN® Borosilikatglas 3.3 in verschiedenen Volumina. Mit NS-Kegelschliff und NS-Hahn. Mit Ventilbohrung: 2,5 mm Mit Olive für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 10 mm. Für die Schlenktechnik geeignet.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0755
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2755
EAN	4058072304959
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	250 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil
Normschliff Kern	14/23
Typ Hahn / Ventil	NS-Hahn mit Glasküken
Normschliff Kolben	14/23
Typ Kolben	Schlenkrohr

