



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## **Lenz Stickstoff-Vorlage (Schlenk-Rohr) mit PTFE-Ventilhahn, 10 ml, Hülse NS 14/23, Ventilbohrung 2,5 mm**

**69,49 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Stickstoff-Vorlagen mit NS-Kegelschliff und PTFE-Ventilhahn; hergestellt aus DURAN®-Rohr

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0756
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2756
EAN	4058072304966
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	10 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kolben	14/23
Typ Hahn / Ventil	Ventil mit PTFE Kolben
Typ Kolben	Schlenkrohr

