



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Stickstoff-Vorlage (Schlenk-Rohr) mit
PTFE-Ventilhahn, 25 ml, Hülse NS 14/23,
Ventilbohrung 2,5 mm**

**69,49 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Stickstoff-Vorlagen mit NS-Kegelschliff und PTFE-Ventilhahn; hergestellt aus DURAN®-Rohr

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Art.-Nr. | LZ-0757 |
| Hersteller (Marke) | Lenz |
| alte neoLab ArtikelNr. | B-2757 |
| EAN | 4058072304973 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (klar) |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen | 25 ml |
| Kolben Eigenschaften | mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil |
| Normschliff Hülse | 14/23 |
| Typ Hahn / Ventil | Ventil mit PTFE Kolben |
| Normschliff Kolben | 14/23 |
| Typ Kolben | Schlenkrohr |

