



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Lenz Stickstoff-Vorlage (Schlenk-Rohr) mit  
PTFE-Ventilhahn, 50 ml, Hülse NS 14/23,  
Ventilbohrung 2,5 mm**

**70,20 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Stickstoff-Vorlagen mit NS-Kegelschliff und PTFE-Ventilhahn; hergestellt aus DURAN®-Rohr

## Zusätzliche Informationen

---

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Art.-Nr.                 | LZ-0758                            |
| Hersteller (Marke)       | Lenz                               |
| alte neoLab ArtikelNr.   | B-2758                             |
| EAN                      | 4058072304980                      |
| Transporttemperatur      | Raumtemperatur                     |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja                                 |
| Farbe                    | transparent (klar)                 |
| Material                 | Borosilikatglas                    |
| Volumen                  | 50 ml                              |
| Kolben Eigenschaften     | mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil |
| Normschliff Hülse        | 14/23                              |
| Typ Hahn / Ventil        | Ventil mit PTFE Kolben             |
| Normschliff Kolben       | 14/23                              |
| Typ Kolben               | Schlenkrohr                        |

