



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Stickstoff-Vorlage (Schlenk-Rohr) mit
PTFE-Ventilhahn, 100 ml, Hülse NS 14/23,
Ventilbohrung 2,5 mm**

**71,60 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Stickstoff-Vorlagen mit NS-Kegelschliff und PTFE-Ventilhahn; hergestellt aus DURAN®-Rohr

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0759
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2759
EAN	4058072304997
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	100 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil
Normschliff Hülse	14/23
Typ Hahn / Ventil	Ventil mit PTFE Kolben
Normschliff Kolben	14/23
Typ Kolben	Schlenkrohr

