



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Lenz Stickstoff-Vorlage (Schlenk-Rohr) mit  
PTFE-Ventilhahn, 25 ml, Kern NS 14/23,  
Ventilbohrung 2,5 mm**

**80,01 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Stickstoff-Vorlagen mit NS-Kegelschliff und PTFE-Ventilhahn; hergestellt aus DURAN®-Rohr

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0762
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2762
EAN	4058072305024
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	25 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil
Normschliff Kern	14/23
Normschliff Kolben	14/23
Typ Hahn / Ventil	Ventil mit PTFE Kolben
Typ Kolben	Schlenkrohr

