



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Spitzkolben, NS 14/23, 100 ml

**272,50 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

DURAN® Spitzkolben, 100 ml Wegen ihrer Form eignen sich Spitzkolben besonders zur Verarbeitung von Kleinstmengen. Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schlißbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter usw. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Durch konische Form ideal für kleine Reaktionen geeignet Dichter Verschluss durch Normschliff Eingebanntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Reaktionen mit kleinen Mengen, Destillation, Extraktion, Anschluss an weitere Glasgeräte, Erhitzen kleiner Mengen, Verwendung in Heizbädern und -hauben, Abdampfen von Flüssigkeiten, Zur Befestigung an Stativen geeignet

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-1229
Reg. Markenzeichen	DURAN ®
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	132419525
EAN	4058072349271
Hersteller EAN	4032051027619
Bruttogewicht	0.074
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.05300 kg
Material	Borosilikat Glas 3.3
Volumen	100 ml
Ursprungsland	Deutschland
steril	Nein
Ursprungsregion	Rheinland-Pfalz
Verpackungsvolumen	0.00790000 ccm
Zolltarifnummer	70172000
Anzahl Seitenhalse	1
Normschliff	14/23

