



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Spitzkolben, NS 14/23, 25 ml

220,40 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

DURAN® Spitzkolben, 25 ml Wegen ihrer Form eignen sich Spitzkolben besonders zur Verarbeitung von Kleinstmengen. Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter usw. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Durch konische Form ideal für kleine Reaktionen geeignet Dichter Verschluss durch Normschliff Eingebanntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Anwendung: Reaktionen mit kleinen Mengen, Destillation, Extraktion, Anschluss an weitere Glasgeräte, Erhitzen kleiner Mengen, Verwendung in Heizbädern und -hauben, Abdampfen von Flüssigkeiten, Zur Befestigung an Stativen geeignet

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-1227
Reg. Markenzeichen	DURAN ®
Hersteller (Marke)	DURAN
EAN	4058072349257
Hersteller EAN	4032051027596
Bruttogewicht	0.037
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.02500 kg
Material	Borosilikat Glas 3.3
Volumen	25 ml
Ursprungsland	Deutschland
steril	Nein
Ursprungsregion	Rheinland-Pfalz
Verpackungsvolumen	0.00259100 ccm
Zolltarifnummer	70172000
Anzahl Seitenhalse	1
Normschliff	14/23

