



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Einhals-Spitzkolben mit Normschliff, NS 14/23, 100 ml

165,70 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Einhals-Spitzkolben mit Normschliff

Nach DIN 12383 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0536
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2536
EAN	4058072302764
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	100 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff
Normschliff Hülse	14/23
DM Kolben	64 mm
Typ Kolben	Spitzkolben

