



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Einhals-Spitzkolben mit Normschliff, NS 14/23, 250 ml

**220,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Einhals-Spitzkolben mit Normschliff

Nach DIN 12383 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0537
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2537
EAN	4058072302771
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	250 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff
Normschliff Hülse	14/23
DM Kolben	85 mm
Typ Kolben	Spitzkolben

