



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Zweihals-Spitzkolben, 25 ml, MH NS 14/23, SH NS 14/23, DURAN®

33,49 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Zweihals-Spitzkolben

Nach DIN 12383 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit schrägem Seitenhals (Winkel: 25°).
Mit Normschliff, mit Beschriftungsfeld.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0621
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2621
EAN	4058072303617
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	25 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff
Anzahl Seitenhalse	1
Normschliff Hülse	14/23
Ausrichtung Seitenhalse	Schräg 25°
DM Kolben	40 mm
Normschliff für Seitenhalse	14/23
Typ Kolben	Spitzkolben

