



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Zweihals-Spitzkolben, 250 ml, MH NS 14/23, SH NS 14/23, DURAN®

**69,17 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

### Zweihals-Spitzkolben

Nach DIN 12383 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit schrägem Seitenhals (Winkel: 25°).  
Mit Normschliff, mit Beschriftungsfeld.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0624
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2624
EAN	4058072303648
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	250 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff
Anzahl Seitenhalse	1
Normschliff Hülse	14/23
Ausrichtung Seitenhalse	Schräg 25°
DM Kolben	85 mm
Normschliff für Seitenhalse	14/23
Typ Kolben	Spitzkolben

