



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Zweihals-Spitzkolben, 100 ml, MH NS 19/26, SH NS 14/23, DURAN®

50,19 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Zweihals-Spitzkolben

Nach DIN 12383 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit schrägem Seitenhals (Winkel: 25°).
Mit Normschliff, mit Beschriftungsfeld.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0627
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2627
EAN	4058072303679
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	100 ml
Kolben Eigenschaften	mit Seitenhälsen mit Normschliff
Anzahl Seitenhäse	1
Normschliff Hülse	19/26
Ausrichtung Seitenhäse	Schräg 25°
DM Kolben	64 mm
Normschliff für Seitenhäse	14/23
Typ Kolben	Spitzkolben
normiert nach DIN-Norm (DIN)	DIN 12383

