



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Zweihals-Spitzkolben, 250 ml, MH NS 19/26, SH NS 14/23, DURAN®

73,28 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Zweihals-Spitzkolben

Nach DIN 12383 und in Ergänzung zur DIN-Norm, mit schrägem Seitenhals (Winkel: 25°).
Mit Normschliff, mit Beschriftungsfeld.

Zusätzliche Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr. | LZ-0628 |
| Hersteller (Marke) | Lenz |
| alte neoLab ArtikelNr. | B-2628 |
| EAN | 4058072303686 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (klar) |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen | 250 ml |
| Kolben Eigenschaften | mit Seitenhälsen mit Normschliff |
| Anzahl Seitenhäse | 1 |
| Ausrichtung Seitenhäse | Schräg 25° |
| DM Kolben | 85 mm |
| Normschliff Hülse | 19/26 |
| Normschliff für Seitenhäse | 14/23 |
| Typ Kolben | Spitzkolben |
| normiert nach DIN-Norm (DIN) | DIN 12383 |

