




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Spitzkolben Duran-Glas mit NS 14/23, 10 ml

**Preis auf
Anfrage**

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

DURAN®

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr. | E-1535 |
| Hersteller (Marke) | neoLab |
| EAN | 4058072161071 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| autoklavierbar bei 121°C | Ja |
| Farbe | transparent (klar) |
| Material | Borosilikatglas |
| Volumen | 10 ml |
| Kolben Eigenschaften | mit Normschliff |
| Normschliff Kolben | 14/23 |
| Typ Kolben | Spitzkolben |

