



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Stehkolben, NS 29/32, 250 ml

249,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

DURAN® Stehkolben, NS 29/32, 250 ml Stehkolben sind eine Formvariante der Rundkolben und besitzen einen abgeflachten Boden auf dem diese stehen können. Der Normschliff ermöglicht einen passgenauen Anschluss an weitere Schliffbauteile wie Kolonnen, Thermometer, Tropftrichter, Schliffstopfen usw. Wegen ihrer Form eignen sich Stehkolben nur für drucklose Arbeiten. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Dichter Verschluss durch Normschliff Eingebrauntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden. Anwendung: Verdünnen von Lösungen, Erhitzen, Volumengrößen 250 ml (NS 24/29), 500 ml (NS 24/29), 1000 ml (NS 24/29) und 2000 ml (NS 29/32) sind nicht nach DIN ISO.

Zusätzliche Informationen

| | |
|---------------------|----------------------|
| Art.-Nr. | SD-1172 |
| Reg. Markenzeichen | DURAN ® |
| Hersteller (Marke) | DURAN |
| VGKL Nummer | 122417137 |
| EAN | 4058072348700 |
| Hersteller EAN | 4032051027022 |
| Bruttogewicht | 0.14 |
| Lagertemperatur | Raumtemperatur |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Nettogewicht | 0.12000 kg |
| Material | Borosilikat Glas 3.3 |
| Volumen | 250 ml |
| Ursprungsland | Deutschland |
| steril | Nein |
| Ursprungsregion | Baden-Württemberg |
| Verpackungsvolumen | 0.01086000 ccm |
| Zolltarifnummer | 70172000 |
| Normschliff | 29/32 |

