



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Stehkolben, weithals, mit Bördelrand, 100 ml

11,08 € Ab

8,97 €

zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

DURAN® Stehkolben, Weithals, 100 ml Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell eingesetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt. Kolben sind in verschiedensten Ausführungen erhältlich: Eng- und Weithals, mit oder ohne Schliff, als Rund- oder Stehkolben. Entsprechend der Anwendung wird das benötigte Gefäß mit seinen spezifischen bauteilen ausgewählt. Besondere Eigenschaften und Vorteile: Durch den flachen Boden kann der Kolben ohne Stützring abgestellt werden. Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen. Eingebrauntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild. Anwendung: Erhitzen, Größe 20000 ml nicht nach DIN EN ISO.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0740
Reg. Markenzeichen	DURAN ®
Hersteller (Marke)	DURAN
VGKL Nummer	112173124
EAN	4058072184896
Hersteller EAN	4032051013360
Bruttogewicht	0.086
Lagertemperatur	Raumtemperatur
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Nettogewicht	0.07000 kg
Material	Borosilikat Glas 3.3
Volumen	100 ml
Ursprungsland	Deutschland
steril	Nein
Ursprungsregion	Rheinland-Pfalz
Verpackungsvolumen	0.00586500 ccm
Zolltarifnummer	70172000
Anzahl Seitenhalse	1
Halsweite	weit

