



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Stehkolben, Enghals, Inhalt 1.000 ml, mit Bördelrand, DURAN®

223,10 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Stehkolben mit Bördelrand Enghalsausführung Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-2195
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4199
EAN	4058072319281
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	1000 ml
Halsweite	eng
DM Hals	42 mm
DM Kolben	131 mm
Typ Kolben	Stehkolben

