



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Stehkolben, Enghals, Inhalt 3.000 ml, mit Bördelrand, DURAN®

**78,67 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Stehkolben mit Bördelrand Enghalsausführung Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-2197
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4201
EAN	4058072319304
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	3000 ml
Halsweite	eng
DM Hals	50 mm
DM Kolben	185 mm
Typ Kolben	Stehkolben

