



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

**Lenz Stehkolben, Weithals, Inhalt 2.000 ml,  
Hals-Ø 50 mm, mit Bördelrand, DURAN®**

**409,60 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Stehkolben mit Bördelrand Weithalsausführung Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN®

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-2207
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-4211
EAN	4058072319403
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	2000 ml
DM Hals	50 mm
DM Kolben	166 mm
Halsweite	weit
Typ Kolben	Stehkolben

