



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Lenz Stehkolben mit Normschliff, NS 24/29, 2.000 ml

**800,60 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Stehkolben mit Normschliff Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN® (Borosilikatglas 3.3)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0469
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2469
EAN	4058072302115
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	2000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff
DM Kolben	166 mm
Normschliff Kolben	24/29
Typ Kolben	Stehkolben
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 4797:2014-04

