




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Stehkolben mit Normschliff, NS 29/32, 500 ml

**35,95 €** Ab

**27,65 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Stehkolben mit Normschliff Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN® (Borosilikatglas 3.3)

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0473
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2473
EAN	4058072302153
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff
DM Kolben	105 mm
Normschliff Kolben	29/32
Typ Kolben	Stehkolben
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 4797:2014-04

