



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Stehkolben mit Normschliff, NS 29/32, 1.000 ml

389,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Stehkolben mit Normschliff Nach DIN EN ISO 4797 und in Ergänzung zur Norm, mit Beschriftungsfeld, Material: DURAN® (Borosilikatglas 3.3)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0474
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2474
EAN	4058072302160
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	1000 ml
Kolben Eigenschaften	mit Normschliff
DM Kolben	131 mm
Normschliff Kolben	29/32
Typ Kolben	Stehkolben
normiert nach DIN-Norm (DIN EN ISO)	DIN EN ISO 4797:2014-04

