



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**labtable Laborschrank 1 Glastür, Scharniere
rechts, 4 Schubladen, auf Sockel + Blende,
BxHxT: 600 mm x 1960 mm x 450 mm**

**994,80 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

labtable Laborschränke bieten besonders viel Stauraum für Chemikalien, Labormaterial und Geräte. Für eine optimale Aufbewahrungslösung bieten wir verschiedene Arten von Schränken mit Glas- und Volltüren, Schubladen oder offenen Regalen an.

- Aus Melamin gefertigt
- Türen und Schubladen mit Dämpfer ausgestattet
- Einlegeboden: 2 oben
- Tür und obere Schublade können mit Schlössern ausgestattet werden

Hinweis: Die Möbel werden demontiert geliefert und müssen vor Ort selbst aufgebaut werden

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	G-0110
Hersteller (Marke)	labtable
EAN	4058072255282
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau
Material	Melamin
Breite	600 mm
Höhe	1960 mm
Tiefe	450 mm
Anzahl Fachböden/ Gitter	2
Anzahl Schubladen	4
Anzahl Türen	1
Seite Türaufhängung	rechts
Typ Versand-/ Lieferkosten	Besondere Versandkostenpauschale

