



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



labtable Laborschrank 2 Türen, auf Sockel mit Blende, BxHxT: 900 mm x 1960 mm x 450 mm

580,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

labtable Laborschränke bieten besonders viel Stauraum für Chemikalien, Labormaterial und Geräte. Für eine optimale Aufbewahrungslösung bieten wir verschiedene Arten von Schränken mit Glas- und Volltüren, Schubladen oder offenen Regalen an.

- Aus Melamin gefertigt
- Türen und Schubladen mit Dämpfer ausgestattet
- Tür und obere Schublade können mit Schlössern ausgestattet werden

Hinweis: Die Möbel werden demontiert geliefert und müssen vor Ort selbst aufgebaut werden

Zusätzliche Informationen

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Art.-Nr. | G-0137 |
| Hersteller (Marke) | labtable |
| EAN | 4058072255558 |
| Transporttemperatur | Raumtemperatur |
| Farbe | hellgrau |
| Material | Melamin |
| Breite | 900 mm |
| Höhe | 1960 mm |
| Tiefe | 450 mm |
| Anzahl Fachböden/ Gitter | 4 |
| Anzahl Türen | 2 |
| Seite Türaufhängung | links rechts |
| Typ Versand- / Lieferkosten | Besondere Versandkostenpauschale |

