



neolab Migge GmbH

Rischerstr. 7-9

69123 Heidelberg

Deutschland

+49 (0)6221 / 8442-44

<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:


DE 143 450 657



labtable Laborschrank 2 Türen, Scharniere links, auf Füßen, BxHxT: 450 mm x 1960 mm x 600 mm

496,10 €

zzgl. MwSt & Versand



Beschreibung

labtable Laborschränke bieten besonders viel Stauraum für Chemikalien, Labormaterial und Geräte. Für eine optimale Aufbewahrungslösung bieten wir verschiedene Arten von Schränken mit Glas- und Volltüren, Schubladen oder offenen Regalen an.

- Aus Melamin gefertigt
- Türen und Schubladen mit Dämpfer ausgestattet
- Tür und obere Schublade können mit Schlössern ausgestattet werden

Hinweis: Die Möbel werden demontiert geliefert und müssen vor Ort selbst aufgebaut werden

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	G-0143
Hersteller (Marke)	labtable
EAN	4058072255619
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau
Material	Melamin
Breite	450 mm
Höhe	1960 mm
Tiefe	600 mm
Anzahl Fachböden/ Gitter	4
Anzahl Türen	2
Seite Türaufhängung	links rechts
Typ Versand-/ Lieferkosten	Besondere Versandkostenpauschale

