



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**labtable Laborschrank 2 Türen, Scharniere
rechts, auf Sockel mit Blende, BxHxT: 600 mm x
1960 mm x 600 mm**

**514,40 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

labtable Laborschränke bieten besonders viel Stauraum für Chemikalien, Labormaterial und Geräte. Für eine optimale Aufbewahrungslösung bieten wir verschiedene Arten von Schränken mit Glas- und Volltüren, Schubladen oder offenen Regalen an.

- Aus Melamin gefertigt
- Türen und Schubladen mit Dämpfer ausgestattet
- Tür und obere Schublade können mit Schlössern ausgestattet werden

Hinweis: Die Möbel werden demontiert geliefert und müssen vor Ort selbst aufgebaut werden

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	G-0154
Hersteller (Marke)	labtable
EAN	4058072255725
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	hellgrau
Material	Melamin
Breite	600 mm
Höhe	1960 mm
Tiefe	600 mm
Anzahl Fachböden/ Gitter	4
Anzahl Türen	2
Seite Türaufhängung	links rechts
Typ Versand- / Lieferkosten	Besondere Versandkostenpauschale

