











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :






labtable mobiler Unterschrank, 2 Türen, inkl. 1 Einlegeboden, 830x530x810

405,50 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Die aus wasserabweisendem Melamin hergestellten **labtable mobilen Unterschränke** sorgen für Ordnung und Flexibilität. Für individuelle Ansprüche sind verschiedenste Ausführungen mit Türen und Schubladen erhältlich.

- Mit 4 vier leichtgleitenden Rollen, Durchmesser 50 mm, die zwei vorderen Rollen mit Bremse
- Mit solider Rückwand

Hinweis: Die Möbel werden demontiert geliefert und müssen vor Ort selbst aufgebaut werden.

Zusätzliche Informationen

ArtNr. G-0019 Hersteller (Marke) labtable EAN 4058072254391 Transporttemperatur Raumtemperatur Farbe hellgrau Material Melamin Breite 830 mm Höhe 810 mm Länge 530 mm Tiefe 530 mm Anzahl Rollen 4 Anzahl Türen 2		
EAN 4058072254391 Transporttemperatur Raumtemperatur Farbe hellgrau Material Melamin Breite 830 mm Höhe 810 mm Länge 530 mm Tiefe 530 mm Anzahl Rollen 4	ArtNr.	G-0019
Transporttemperatur Farbe hellgrau Material Melamin Breite 830 mm Höhe 810 mm Länge 530 mm Tiefe 530 mm Anzahl Rollen 4	Hersteller (Marke)	labtable
Farbe hellgrau Material Melamin Breite 830 mm Höhe 810 mm Länge 530 mm Tiefe 530 mm Anzahl Rollen 4	EAN	4058072254391
Material Melamin Breite 830 mm Höhe 810 mm Länge 530 mm Tiefe 530 mm Anzahl Rollen 4	Transporttemperatur	Raumtemperatur
Breite 830 mm Höhe 810 mm Länge 530 mm Tiefe 530 mm Anzahl Rollen 4	Farbe	hellgrau
Höhe 810 mm Länge 530 mm Tiefe 530 mm Anzahl Rollen 4	Material	Melamin
Länge530 mmTiefe530 mmAnzahl Rollen4	Breite	830 mm
Tiefe 530 mm Anzahl Rollen 4	Höhe	810 mm
Anzahl Rollen 4	Länge	530 mm
	Tiefe	530 mm
Anzahl Türen 2	Anzahl Rollen	4
	Anzahl Türen	2
Seite Türaufhängung links rechts	Seite Türaufhängung	links rechts

